

# Prophylaxe Pulver

optimaler Komfort

Minimal Invasiv

Maximal präventiv



Inhaltsstoffe mit geringer Härte verringern die Möglichkeit einer Verletzung von Weichgewebe  
Feine Partikel lösen sich nicht so leicht auf und verstopfen das Pulverstrahlhandstück nicht so leicht.  
Geeignet für Zahnschmelz und Weichgewebe  
Entzündungshemmende Rohstoffe, effiziente und schnelle Reinigung.  
Antibakterielle und karieshemmende Inhaltsstoffe.



CHF 18<sup>00</sup>/Stück



CHF 22<sup>00</sup>/Stück



CHF 22<sup>00</sup> /Stück



CHF 26<sup>00</sup>/Stück



CHF 33<sup>00</sup>/Stück

	PT-X1 (橙粉)	PT-X3 (粉紫)	PT-X6 (粉紫)	PT-X5 (深紫)	PT-X7 (深紫)	
Partikelgrösse	65µm	65µm	25µm	65µm	14µm	
Inhaltsstoffe	Natriumbicarbonat Natriumcarbonat Siliziumdioxid	Glycin Siliziumdioxid	Glycin Siliziumdioxid	Eritrit Siliziumdioxid	Eritrit Siliziumdioxid	
Füllmenge/Inhalt	300g	200g	120g	200g	120g	
pH Wert	-8.1	-6.0	-6.0	-8.1	-7.0	
Implantate	✗	✗	✓	✗	✓	
Kieferorthopädie Brackets	✗	✗	✓	✗	✓	
Restaurationen	Hybride Verbundstoffe	✗	✓	✗	✓	
	Glasionomere	✗	✓	✓	✓	
Gewebe	Gingiva	✗	✓	✗	✓	
	Zunge und Gaumen	✗	✗	✓	✓	
Zähne	Flecken & früher Zahnstein	✓	✓	✓	✓	
	Emaile	✓	✓	✓	✓	
	Weisse Flecken auf Zahnschmelz	✗	✓	✓	✓	
	Risse	✗	✗	✗	✗	✓
	Dentin	✗	✗	✓	✗	✓